

Anti-Cyp3A4 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P08684

Artikelnummer: CM0026270



Einführung

Hochwertiger polyklonaler Kaninchen-Anti-CYP3A4-Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus, Ratte. Ziel für Arzneimittelstoffwechsel, Steroidbiosynthese und Vitamin-D-Katabolismus-Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP3A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1576
GenID	1576
Immunogen	Rekombinantes Protein
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08684
Proteingewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel