

Anti-Cyp3A4 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - P08684

Artikelnummer: CM0015500



Einführung

Polyklonaler Antikörper vom Kaninchen, der gegen humanes CYP3A4 gerichtet ist, validiert für WB und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Erforschung von Fremdstoffmetabolismus, Steroidhormon-Biosynthese und Arzneimittelstoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP3A4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	HLP; CP33; CP34; CYP3A; NF-25; VDDR3; CYP3A3; P450C3; CYP11A3; CYP11A4; P450PCN1; CYP3A4
Spezies	Mensch
GeneID (human)	1576
GeneID	1576
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 244-503 von humanem CYP3A4 (NP_059488.2) enthält.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08684
Protein-Gewicht	57kDa
Versand	Eisbeutel