


Anti-Cyp3A5 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P20815

Artikelnummer: CM0027043



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CYP3A5, validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes, murines und Ratten-CYP3A5. Ideal für Studien zum Arzneimittelstoffwechsel und Steroidhormonwege. - P20815

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP3A5 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CP35; PCN3; CYP3A5; P450PCN3; CYP3A5
Spezies	Mensch
Gen-ID	1577 (Mensch)
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 233-502 des menschlichen CYP3A5 enthält (NP_000768.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P20815
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel