


Anti-Cyp46A1-Kaninchen-Polykonal-Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - Q9Y6A2

Artikelnummer: CM0022494



Einführung

CYP46A1-Kaninchen-polykonaler Antikörper, validiert für WB, IF-P und ELISA; reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ziel ist die Cholesterin-24-Hydroxylase, ein Enzym der Cholesterin-Homöostase im Gehirn. Immunogen: synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 400-500. Ideal für die neurowissenschaftliche Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP46A1-Kaninchen-pAb
Anmerkungen/Alias	CP46; CYP46; CYP46A1
Art	Mensch
GeneID	10858
Immunogen	Synthetisches Peptid, entsprechend einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 400-500 des humanen CYP46A1 (NP_006659.1)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polykonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6A2
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Eisbeutel