


Anti-Cyp46A1 Kaninchen-Polyclonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q9Y6A2

Artikelnummer: CM0027776



Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen humanes CYP46A1, eine Cholesterin-24-Hydroxylase. Validiert für WB, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für neurowissenschaftliche Forschung zum Cholesterinstoffwechsel im Gehirn.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP46A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	CP46, CYP46, CYP46A1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	10858
GenID	10858
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 24-280 des humanen CYP46A1 (NP_006659.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9Y6A2
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel