

Anti-Cyp4F11 Polyklonaler Antikörper Für If/Icc, Elisa - Q9Hbi6

Artikelnummer: CM0023774

Einführung

Kaninchen-polyclonaler Antikörper gegen menschliches CYP4F11, validiert für IF/ICC und ELISA. Zielt auf ein Cytochrom-P450-Enzym ab, das am Fettsäurestoffwechsel, der Vitamin-K-Inaktivierung und der Arzneimitteldemethylierung beteiligt ist. Geeignet für Leber- und Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP4F11 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYP4F11; CYP4F11
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	57834
GenID	57834
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 60-130 von menschlichem CYP4F11 (NP_001122404.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q9HBI6
Proteingewicht	60 kDa
Versand	Eisbeutel