

Anti-Cyp4F12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q9Hcs2

Artikelnummer: CM0025630

Einführung

Anti-CYP4F12 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielt auf Cytochrom P450 4F12 ab, das am Fettstoffwechsel und Arzneimittelstoffwechsel beteiligt ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP4F12 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYP4F12; F22329_1; CYP4F12
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	66002
GenID	66002
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das einer Sequenz entspricht, die den Aminosäuren 265-524 von menschlichem CYP4F12 (NP_076433.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q9HCS2
Proteingewicht	60kDa
Versand	Eisbeutel