

Anti-Cyp4V2 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q6Zwl3

Artikelnummer: CM0024903

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen CYP4V2 gerichtet ist, ein Cytochrom-P450-Enzym, das am okulären Fettsäurestoffwechsel beteiligt ist. Geeignet für WB, IF/ICC und ELISA an menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zu Sehvermögen und Hornhautdystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP4V2 Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	BCD; CYP4AH1; CYP4V2
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	285440
GenID	285440
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 200-300 von menschlichem CYP4V2 entspricht (NP_997235.3)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q6ZWL3
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel