


Anti-Cyp51A1 Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q16850

Artikelnummer: CM0029428



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen CYP51A1 (Lanosterin 14- α -Demethylase), validiert für WB und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Cholesterinbiosynthese und Sterolstoffwechsel.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP51A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Art	Mensch
GenID (Mensch)	1595
GenID	1595
Immunogen	Rekombinantes Protein: Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 210-509 von CYP51A1 (NP_000777.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16850
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel