


Anti-Cyp51A1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q16850

Artikelnummer: CM0013522



Einführung

CYP51A1-Kaninchen-polyklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Erkennt die Lanosterol-14-alpha-Demethylase, ein Enzym der Cholesterinbiosynthese. Ideal für die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP51A1-Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	LDM; CP51; CYP51; CYPL1; P450L1; P450-14DM; CYP51A1
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1595
Gen-ID	1595
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 245-420 von CYP51A1 (NP_000777.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q16850
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku