

Anti-Cyp7A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für If-P Und Elisa - P22680

Artikelnummer: CM0026564



Einführung

CYP7A1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper, validiert für IF-P und ELISA in humanen Proben. Erkennt die Cholesterin-7-alpha-Hydroxylase, ein Schlüsselenzym in der Gallensäurebiosynthese und Cholesterinhomöostase, essentiell für die Stoffwechselforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP7A1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CP7A; CYP7; CYPVII
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	1581
GeneID	1581
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem CYP7A1 (NP_000771.2) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P22680
Proteingewicht	58kDa
Versand	Eisbeutel