

Anti-Cyp7B1-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - O75881

Artikelnummer: CM0018796

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen menschliches CYP7B1 gerichtet ist und für WB, IF/ICC und ELISA validiert wurde. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Forschung an Oxysterol-Stoffwechsel, Neurosteroid-Synthese und B-Zell-Migration. - O75881

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYP7B1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CP7B; CBAS3; SPG5A; CYP7B1
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	9420
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem CYP7B1 (NP_004811.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O75881
Proteingewicht	58 kDa
Versand	Eisbeutel