

Anti-Cypor-Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P16435

Artikelnummer: CM0011957



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen CYPOR für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Reagiert mit Mensch, Maus und Ratte. Zielprotein ist die NADPH--Cytochrom-P450-Reduktase, die für den Elektronentransfer von NADP essenziell ist.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYPOR-Kaninchen-mAb
Bezeichnungen/Alias	CPR; CYPOR; P450R
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	5447
GeneID	5447
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 100-200 des menschlichen CYPOR (P16435) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16435
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Kühlakku