

Anti-Cypor Kaninchen-Polyclonale Antikörper Für Wb Und Elisa - P16435

Artikelnummer: CM0021681



Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches CYPOR (NADPH-Cytochrom-P450-Reduktase), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Elektronentransfers in mikrosomalen Cytochrom-P450-Systemen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYPOR Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CPR; CYPOR; P450R
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	5447
GeneID	5447
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz der Aminosäuren 1-250 des menschlichen CYPOR (NP_000932.3) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P16435
Proteingewicht	77 kDa
Versand	Eisbeutel