

Anti-Cyr61 Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - 000622

Artikelnummer: CM0017733



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes CYR61 (CCN1/GIG1/IGFBP10) für WB, IF/ICC, ELISA. Kreuzreagiert mit Mensch, Maus, Ratte. 42 kDa sekretiertes Protein, beteiligt an Zelladhäsion und Angiogenese.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYR61 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	GIG1; CYR61; IGFBP10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3491
GenID	3491
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 120-220 von humanem CYR61 (NP_001545.2) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	O00622
Proteingewicht	42 kDa
Versand	Eisbeutel