


Anti-Cysltr1 Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Y271

Artikelnummer: CM0022977



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen den Cysteinyl-Leukotrien-Rezeptor 1 (CYSLTR1), validiert für WB und ELISA in Mensch und Maus. Geeignet für die Untersuchung von Entzündungen, Asthma und GPCR-Signalwegen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYSLTR1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYSLT1; CYSLTR; CYSLT1R; HMTMF81; CYSLTR1
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	10800
GeneID	10800
Immunogen	Synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen CYSLTR1 (NP_006630.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	Q9Y271
Proteingewicht	39kDa
Versand	Eistasche