

Anti-Cystathionase/Cth Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P32929

Artikelnummer: CM0009177



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen menschliches Cystathionase/CTH (CGL/CSE) gerichtet ist. Geeignet für Western Blot und ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Trans-Sulfurierung und H₂S-Signalisierung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cystathionase/CTH Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CGL; CSE; Cystathionase/CTH
Spezies	Mensch
Gen-ID	1491
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von menschlichem Cystathionase/CTH (P32929) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	P32929
Proteingewicht	45kDa
Versand	Eisbeutel