

## Anti-Cystathionase/Cth Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ip, Elisa - P32929

Artikelnummer: CM0025115



### Einführung

Cystathionase/CTH Rabbit pAb ist ein polyklonaler Antikörper, der für WB, IF/ICC, IP, ELISA in Human, Maus, Ratte validiert ist. Er zielt auf Cystathionin-Gamma-Lyase ab, ein Schlüsselenzym im Transsulfurierungsweg und der H<sub>2</sub>S-Produktion.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter         | Wert                                                                                                                           |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname       | Cystathionase/CTH Rabbit pAb                                                                                                   |
| Bemerkungen/Alias | CGL; CSE; Cystathionase/CTH                                                                                                    |
| Spezies           | Human                                                                                                                          |
| GeneID (Human)    | 1491                                                                                                                           |
| Immunogen         | Rekombinantes Protein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-405 von humaner Cystathionase/CTH enthält (NP_001893.2) |
| Quelle            | Kaninchen                                                                                                                      |
| Kategorie         | Polyklonale Antikörper                                                                                                         |
| Anwendung         | WB, IF/ICC, IP, ELISA                                                                                                          |
| Kreuzreaktivität  | Human, Maus, Ratte                                                                                                             |
| SWISS             | P32929                                                                                                                         |
| Proteingewicht    | 45kDa                                                                                                                          |
| Versand           | Eisbeutel                                                                                                                      |