

Anti-Cystathionine-Beta-Synthase (Cbs) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P35520

Artikelnummer: CM0002757



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humane Cystathionin-beta-Synthase (CBS, P35520), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Forschung zu Homocystein-Stoffwechsel, Transsulfurierungsweg und Wasserstoffsulfid-Signalgebung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CBS Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CBSL; HIP4; CBS
Spezies	Human
GeneID (Human)	875
GeneID	875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 400-551 des humanen CBS (P35520) enthält
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P35520
Proteingewicht	61kDa
Versand	Eisbeutel