

Monoklonaler Anti-Cystatin-A-Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P01040

Artikelnummer: CM0010107



Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cystatin A (CSTA). Validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA; zeigt Kreuzreaktivität mit Maus und Ratte. Ideal zur Untersuchung der Proteasehemmung und Zelladhäsion.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cystatin-A-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	AREI; PSS4; STF1; STFA; Cystatin A
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1475
Gen-ID	1475
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-98 des humanen Cystatin A (NP_005204.1) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01040
Proteingewicht	11 kDa
Versand	Kühlakku