


Anti-Cystatin B Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P04080

Artikelnummer: CM0003967



Einführung

Hochwertiger kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Cystatin B (Stefin-B), validiert für WB und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung der Proteasehemmung und Neurodegeneration.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cystatin B Rabbit mAb
Bemerkungen/Alias	PME; ULD; CST6; EPM1; STFB; CPI-B; EPM1A; Cystatin B
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1476
Gen-ID	1476
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-98 von humanem Cystatin B (NP_000091.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P04080
Proteingewicht	11kDa
Versand	Eisbeutel