


Anti-Cystatin-C-Polyclonales Antikörper Für Wb, Elisa - P01034

Artikelnummer: CM0013123



Einführung

Hochwertiges Kaninchen-anti-Cystatin-C-polyclonales Antikörper validiert für Western Blot und ELISA. Reagiert mit menschlichem, murinem und Ratten-Cystatin C, einem sezernierten Cysteinproteaseinhibitor, der bei Amyloidose und altersbedingter Makuladegeneration eine Rolle spielt.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cystatin C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliaße	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	1471
GeneID	1471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 27-146 des menschlichen Cystatin C (NP_000090.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyclonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P01034
Proteingewicht	13 kDa
Versand	Eispackung