


Anti-Cystatin C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P01034

Artikelnummer: CM0012586



Einführung

Hochwertiger kaninchen monoklonaler Anti-Cystatin C Antikörper (Klon A8933, P01034), validiert für WB und ELISA. Erkennt humanes und murines Cystatin C; ideal für die Forschung an Nieren- und neurologischen Erkrankungen.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cystatin C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARMD11; HEL-S-2; Cystatin C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	1471
Gen-ID	1471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-146 von humanem Cystatin C (P01034) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P01034
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel