


Anti-Cystatin C Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If, Ihc, Elisa - P01034

Artikelnummer: CM0004964



Einführung

Rekombinanter kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Cystatin C, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Kreuzreagiert mit Human und Maus. Ideal für die Untersuchung der Regulation von Cysteinproteasen und Amyloidose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cystatin C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	ARMD11, HEL-S-2, Cystatin C
Spezies	Human
Gen-ID	1471
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-146 von humanem Cystatin C (NP_000090.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonaler Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus
SWISS	P01034
Proteingewicht	13kDa
Versand	Eisbeutel