

Anti-Cyth4 Polyklonale Antikörper Für Wb, Elisa - Q9Uia0

Artikelnummer: CM0020533

Einführung

Kaninchen-polyclonale Antikörper gegen menschliches Cytohesin-4 (CYTH4), geeignet für Western Blot und ELISA; erkennt Orthologe von Maus und Ratte. Ideal für Forschung zu ARF-Guanin-Nukleotid-Austausch.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYTH4 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	CYT4; PSCD4; DJ63G5.1; cytohesin-4; CYTH4
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	27128
Gen-ID	27128
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 1-70 von menschlichem CYTH4 (NP_037517.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q9UIA0
Proteingewicht	46 kDa
Versand	Eispackung