

Anti-Cytochrom C Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P99999

Artikelnummer: CM0010307



Einführung

Humanes Cytochrom C (P99999) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für Forschung zum mitochondrialen Elektronentransport und Apoptose.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytochrom C Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CYC; HCS; THC4; C
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	54205
GenID	54205
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-105 von humanem Cytochrom C (P99999) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P99999
Proteingewicht	12kDa
Versand	Eisbeutel