

Anti-Cytochrom C Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P99999

Artikelnummer: CM0015360



Einführung

Das Anti-Cytochrom C Kaninchen-Polyklonale Antikörper von CamelBio ist für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA validiert. Es erkennt menschliches, murines und rattisches Cytochrom C, einen Schlüsselmarker für Apoptose und mitochondriale Atmung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytochrom C Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	CYC; HCS; THC4; Cytochrom C
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	54205
Gen-ID	54205
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-105 von menschlichem Cytochrom C (NP_061820.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P99999
Proteingewicht	12 kDa
Versand	Eisbeutel