

Monoklonaler Anti-Cytochrom P450 2E1 (Cyp2E1) Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P05181

Artikelnummer: CM0007237



Einführung

Monoklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes CYP2E1, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Erkennt humanes, Maus- und Ratten-CYP2E1. Ideal für Forschung im Bereich Arzneistoffmetabolismus und Toxikologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1)
Spezies	Mensch
Gen-ID	1571
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 234–493 des menschlichen Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) (NP_000764.1) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05181
Proteinmasse	57 kDa
Versand	Eisbeutel