

Anti-Cytochrom P450 2E1 (Cyp2E1) Kaninchen-Mab Für Wb, Ihc-P, Elisa - P05181

Artikelnummer: CM0007152



Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes CYP2E1, validiert in WB, IHC-P, ELISA; kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Geeignet für die Untersuchung des Fettsäurestoffwechsels und der Entgiftung von Xenobiotika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1) Kaninchen-mAb
Anmerkungen/Alias	CPE1; CYP2E; P450-J; P450C2E; Cytochrom P450 2E1 (CYP2E1)
Spezies	Human
GeneID (Human)	1571
GeneID	1571
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 234-493 des humanen CYP2E1 (NP_000764.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05181
Proteingewicht	57 kDa
Versand	Kühlakku