

Anti-Cytochrome P450 4A (Cyp4A11) Monoklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - Q02928

Artikelnummer: CM0002834

Einführung

Validierter kaninchen-monoklonaler Antikörper, der gegen humanes CYP4A11 gerichtet ist, geeignet für WB, IHC-P und ELISA. Ermöglicht die Erforschung der Omega-Hydroxylierung von Fettsäuren, des Arachidonsäurestoffwechsels und der 20-HETE-Signalgebung. Erkennt Mensch, Maus und Ratte.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytochrome P450 4A (CYP4A11) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	CP4Y; CYP4A2; CYP4A11; CYP4A11; Cytochrome P450 4A (CYP4A11)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	1579
GenID	1579
Immunogen	Synthetisches Peptid, das den Aminosäuren 50-150 von humanem CYP4A11 (Q02928) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q02928
Proteingewicht	59kDa
Versand	Eisbeutel