

Anti-Cytohesin-1 (Cyth1) Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q15438

Artikelnummer: CM0021032



Einführung

Kaninchen polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cytohesin-1 (CYTH1) gerichtet ist. Validiert für WB, IF/ICC, ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. ~46 kDa Protein. Ideal für Studien zur ARF-Aktivierung, Membrantrafficking und epithelialer Polarisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	CYTH1 Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	B2-1; SEC7; PSCD1; D17S811E; CYTOHESIN-1; CYTH1
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	9267
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 1-70 von humanem CYTH1 (NP_004753.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q15438
Proteingewicht	46kDa
Versand	Eisbeutel