


Anti-Cytokeratin 1 (Krt1) Kaninchen-Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Elisa - P04264

Artikelnummer: CM0004514



Einführung

Hochwertiger Anti-Cytokeratin 1 (KRT1) Kaninchen-monoklonaler Antikörper, validiert für WB-, IF-P- und ELISA-Anwendungen. Reagiert mit Human, Maus und Ratte. Ideal für Studien zur Keratinozyten-Differenzierung und epidermalen strukturellen Integrität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 1 (KRT1) Kaninchen-mAk
Bemerkungen/Alias	K1; CK1; EHK; AEI2; EHK1; EPPK; KRT1A; NEPPK; Cytokeratin 1 (KRT1)
Spezies	Human
Gen-ID (Human)	3848
Gen-ID	3848
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 545-644 von humanem Cytokeratin 1 (KRT1) (P04264) entspricht
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P04264
Protein-Gewicht	66kDa
Versand	Eisbeutel