


Anti-Cytokeratin 10 Monoklonaler Antikörper Für If-P, Elisa - P13645

Artikelnummer: CM0004493



Einführung

Rekombinanter Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 10 (CK-10, K10). Validiert für Immunfluoreszenz (IF-P) und ELISA, kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Unterstützt die Erforschung der Keratinozyten-Differenzierung und der Hautbarriere.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 10 Kaninchen mAb
Anmerkungen/Alias	BIE; EHK; IHL; K10; KPP; BCIE; CK10; Cytokeratin 10
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3858
GenID	3858
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz im Aminosäurenbereich 485-584 von humanem Cytokeratin 10 (P13645) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13645
Proteinmasse	59kDa
Versand	Eisbeutel