

Anti-Cytokeratin 12 (Krt12) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für If-P, Ihc-P, Elisa - Q99456

Artikelnummer: CM0002480

Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper, der gegen humanes Cytokeratin 12 (KRT12) gerichtet ist, validiert für IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Wesentlich für Studien zur Hornhautepithel, Intermediärfilamenten und Meesmannscher Hornhautdystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 12 (KRT12) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K12; MECD1; Cytokeratin 12 (KRT12)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3859
Gen-ID	3859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 250-494 von humanem Cytokeratin 12 (KRT12) (NP_000214.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99456
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel