

## Anti-Cytokeratin 12 (Krt12) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99456

Artikelnummer: CM0029441

### Einführung

Hochwertiger Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 12 (KRT12). Geeignet für Western Blot und ELISA, mit Kreuzreaktivität gegenüber Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Hornhautepithel.

[Mehr erfahren](#)

| Parameter          | Wert                                                                                                                                                           |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Produktname        | Cytokeratin 12 (KRT12) Kaninchen pAb                                                                                                                           |
| Bemerkungen/Aliase | K12; MECD1; Cytokeratin 12 (KRT12)                                                                                                                             |
| Spezies            | Mensch                                                                                                                                                         |
| GenID (Mensch)     | 3859                                                                                                                                                           |
| GenID              | 3859                                                                                                                                                           |
| Immunogen          | Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 295-494 des humanen Cytokeratin 12 (Cytokeratin 12 (KRT12)) (NP_000214.1) enthält. |
| Quelle             | Kaninchen                                                                                                                                                      |
| Kategorie          | Polyklonale Antikörper                                                                                                                                         |
| Anwendung          | WB, ELISA                                                                                                                                                      |
| Kreuzreaktivität   | Mensch, Maus, Ratte                                                                                                                                            |
| SWISS              | Q99456                                                                                                                                                         |
| Proteinmasse       | 54 kDa                                                                                                                                                         |
| Versand            | Eisbeutel                                                                                                                                                      |