

Anti-Cytokeratin 12 (Krt12) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb Und Elisa - Q99456

Artikelnummer: CM0014888

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 12 (KRT12), validiert für Western Blot und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Hornhautepithel und Meesmannscher Hornhautdystrophie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 12 (KRT12) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K12; MECD1; Cytokeratin 12 (KRT12)
Spezies	Mensch
Gen-ID	3859
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 295-494 von humanem Cytokeratin 12 (KRT12) (NP_000214.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Maus, Ratte
SWISS	Q99456
Proteingewicht	54kDa
Versand	Eisbeutel