

Anti-Cytokeratin 13 (Krt13) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If-P, Ihc-P, Elisa - P13646

Artikelnummer: CM0002117

Einführung

Kaninchen-monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 13 (KRT13), validiert für WB, IF-P, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung an Schleimhautepithelien und die Entwicklung von Diagnostika.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 13 (KRT13) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3860
Gen-ID	3860
Immunogen	Synthetisches Peptid
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13646
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel