

Anti-Cytokeratin 13 (Krt13) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - P13646

Artikelnummer: CM0028071

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cytokeratin 13 (KRT13, CK13, K13) gerichtet ist, validiert für Western Blot und ELISA. Geeignet für Human-, Maus- und Rattenproben. MG ~50 kDa.
Forschungsanwendung in der Biologie der Schleimhautepithelien.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 13 (KRT13) Kaninchen-pAk
Bemerkungen/Alias	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3860
Gen-ID	3860
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 269-458 von humanem Cytokeratin 13 (Cytokeratin 13 (KRT13)) (NP_705694.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P13646
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Eisbeutel