

Anti-Cytokeratin-13-(Krt13)-Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If-P, Elisa - P13646

Artikelnummer: CM0020846

Einführung

Polyklonaler Kaninchenantikörper gegen humanes Cytokeratin 13 (KRT13), auch bekannt als CK13 oder WSN2. Geeignet für Anwendungen in Western Blot, IHC, IF und ELISA in der Epithel- und Schleimhautforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 13 (KRT13) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	K13; CK13; WSN2; Cytokeratin 13 (KRT13)
Art	Mensch
GeneID (Mensch)	3860
GeneID	3860
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein mit einer Sequenz, die den Aminosäuren 269-458 des humanen Cytokeratins 13 (KRT13) entspricht (NP_705694.2)
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	P13646
Proteingewicht	50 kDa
Versand	Kühlakku