


Anti-Cytokeratin 14 (Krt14) Polyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P02533

Artikelnummer: CM0018682



Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 14 (KRT14/CK14), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA. Erkennt KRT14 von Mensch, Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Keratinisierung, epithelialen Integrität und Epidermolysis bullosa.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 14 (KRT14) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Aliase	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3861
Gen-ID	3861
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 371-470 von humanem Cytokeratin 14 (KRT14) (NP_000517.3) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02533
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel