


Anti-Cytokeratin 14 (Krt14) Kaninchen-Monoklonalantikörper Für Wb, Ihc-P, Elisa - P02533

Artikelnummer: CM0003344



Einführung

Cytokeratin 14 (KRT14) Kaninchen-Monoklonalantikörper (P02533) validiert für WB, IHC-P, ELISA bei Mensch, Maus, Ratte. Immunogen aus rekombinatem Protein, 52 kDa. Ideal für die Forschung an Keratinozyten- und Epithelbiologie.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 14 (KRT14) Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	K14; NFJ; CK14; EBS1; EBS3; EBS4; EBS1A; EBS1B; EBS1C; EBS1D; Cytokeratin 14 (KRT14)
Spezies	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3861
Gen-ID	3861
Immunogen	Rekombinantes Protein Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 264-457 von humanem Cytokeratin 14 (KRT14) (P02533) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P02533
Proteingewicht	52 kDa
Versand	Eisbeutel