

Monoklonaler Anti-Cytokeratin 16 (Krt16)-Antikörper Für Western Blot - P08779

Artikelnummer: CM0010857

Einführung

Monoklonaler Kaninchen-Antikörper gegen humanes Cytokeratin 16 (KRT16). Validiert für WB, IHC-P, IF-P und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus. Geeignet für Forschung zur Hautbiologie und angeborenen Immunität.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 16 (KRT16) Kaninchen mAk
Bemerkungen/Aliase	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Cytokeratin 16 (KRT16)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3868
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cytokeratin 16 (KRT16) (P08779) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus
SWISS	P08779
Proteingewicht	51 kDa
Versand	Eisbeutel