

Anti-Cytokeratin 16 (Krt16) Kaninchen-Polyklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P - P08779

Artikelnummer: CM0028553

Einführung

Kaninchen-polyklonaler Antikörper, der gegen humanes Cytokeratin 16 (KRT16) gerichtet ist, geeignet für WB, IF/ICC, IHC-P und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Für Hautbiologie und Keratin-Forschung. (SWISS P08779).

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Details
Produktname	Cytokeratin 16 (KRT16) Kaninchen pAb
Bemerkungen/Alias	K16; PC1; CK16; K1CP; NEPPK; FNEPPK; KRT16A; Cytokeratin 16 (KRT16)
Spezies	Human
GenID	3868
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 190-430 von humanem Cytokeratin 16 (KRT16) (NP_005548.2) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P08779
Proteingewicht	51kDa
Versand	Eisbeutel