

Anti-Cytokeratin-17-(Krt17)-Monoklonaler Antikörper Für Wb, Elisa - Q04695

Artikelnummer: CM0010816

Einführung

Anti-Cytokeratin-17-(KRT17)-monoklonaler Kaninchenantikörper, validiert für WB und ELISA. Kreuzreaktiv mit menschlichen, Maus- und Rattenproben. Ideal für die Forschung zur epithelialen Differenzierung, zur Biologie der Haarfollikel und zur Psoriasis.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cytokeratin-17-(KRT17)-Kaninchen-mAb
Bemerkungen/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1; Cytokeratin 17 (KRT17)
Spezies	Mensch
GeneID (Mensch)	3872
GeneID	3872
Immunogen	Synthetisches Peptid: Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 des humanen Cytokeratins 17 (KRT17) (Q04695) entspricht.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04695
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku