

Anti-Cytokeratin 17 (Krt17) Kaninchen-Polyklonal-Antikörper Für Wb, If/Icc, Elisa - Q04695

Artikelnummer: CM0020238

Einführung

Kaninchen-Polyklonal-Antikörper gegen humanes Cytokeratin 17 (KRT17), validiert für WB, IF/ICC, ELISA. Geeignet für die Untersuchung der Keratinozyten-Differenzierung, der Haarfollikel-Biologie, Psoriasis und der epithelialen Stammzellforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 17 (KRT17) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	PC, K17, PC2, 39.1, CK-17, PCHC1, Cytokeratin 17 (KRT17)
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3872
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz enthält, die den Aminosäuren 133-432 von humanem Cytokeratin 17 (NP_000413.1) entspricht
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch
SWISS	Q04695
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel