

Monoklonaler Antikörper Gegen Cytokeratin 17 Für Wb, If, Ihc, Elisa - Q04695

Artikelnummer: CM0008231

Einführung

Hochwertiger, kaninchenmonoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 17, validiert für WB, IF, IHC und ELISA. Kreuzreagiert mit Maus und Ratte. Ideal für die Erforschung von Epithelzellen und Hautanhangsgebilden.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 17 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	PC; K17; PC2; 39.1; CK-17; PCHC1
Spezies	Mensch
GeneID (Human)	3872
GeneID	3872
Immunogen	Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 333-432 von humanem Cytokeratin 17 (NP_000413.1) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	Q04695
Proteingewicht	48kDa
Versand	Eisbeutel