

Anti-Cytokeratin 18 (Ck18) Kaninchen Monoklonaler Antikörper (Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa) - P05783

Artikelnummer: CM0008211

Einführung

Cytokeratin 18 (CK18) Kaninchen monoklonaler Antikörper, validiert für WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA. Reagiert mit Human, Maus, Ratte. Erkennt ein 48kDa Intermediärfilamentprotein in einfachen Epithelien. Geeignet für Krebs-, Zellbiologie- und diagnostische Forschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 18 Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K18; CK-18; CYK18
Spezies	Human
GeneID (Human)	3875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend der Aminosäuren 241-430 von humanem Cytokeratin 18 enthält (NP_000215.1)
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human, Maus, Ratte
SWISS	P05783
Proteingewicht	48kDa
Versand	Kühltasche