

Anti-Cytokeratin-18-(Krt18)-Kaninchenpolyklonaler Antikörper Für Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - P05783

Artikelnummer: CM0017592

Einführung

Kaninchenpolyklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 18 (KRT18), validiert für WB, IHC-P, IF/ICC und ELISA. Kreuzreaktiv mit Maus und Ratte. Ideal für die Forschung zur Epithelzellbiologie und Krebsforschung.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 18 (KRT18) Kaninchen-pAb
Bemerkungen/Alias	K18; CK-18; CYK18; Cytokeratin 18 (KRT18)
Art	Mensch
Gen-ID (Mensch)	3875
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 127-430 des humanen Cytokeratins 18 (KRT18) (NP_000215.1) enthält.
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Polyklonale Antikörper
Anwendung	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P05783
Proteingewicht	48 kDa
Versand	Kühlakku