


Anti-Cytokeratin 19 (Ck19) Kaninchen Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, If-P, Ihc-P, Elisa - P08727

Artikelnummer: CM0003350



Einführung

Kaninchen monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin-19 (CK19), Immunogen ist ein synthetisches Peptid innerhalb der Aminosäuren 1-100 von KRT19. Validiert für WB, IF, IHC-P, ELISA. Geeignet für die Erforschung von Epithelgewebe.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Spezifikation
Produktname	Cytokeratin 19 (CK19) Kaninchen mAb
Bemerkungen/Alias	K19; KRT19; K1CS; Cytokeratin 19 (CK19)
Spezies	Human
GeneID (human)	3880
GeneID	3880
Immunogen	Synthetisches Peptid Ein synthetisches Peptid, das einer Sequenz innerhalb der Aminosäuren 1-100 von humanem Cytokeratin 19 (KRT19) (KRT19) (P08727) entspricht.
Herkunft	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IF-P, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Human
SWISS	P08727
Proteingewicht	44 kDa
Versand	Eisbeutel