


Anti-Cytokeratin 19 (Krt19) Monoklonaler Antikörper Für Wb, If/Icc, Ihc-P, Elisa - P08727

Artikelnummer: CM0003427



Einführung

Rekombinanter kanin monoklonaler Antikörper gegen humanes Cytokeratin 19 (KRT19). Geeignet für Western Blot, Immunfluoreszenz, Immunhistochemie und ELISA. Erkennt KRT19 von Mensch, Maus und Ratte. Für die Erforschung von Intermediärfilamenten und Muskelorganisation.

[Mehr erfahren](#)

Parameter	Wert
Produktname	Cytokeratin 19 (KRT19) Rabbit PolymAb®
Bemerkungen/Aliaße	K19; CK19; K1CS
Spezies	Mensch
GenID (Mensch)	3880
GenID	3880
Immunogen	Rekombinantes Fusionsprotein, das eine Sequenz entsprechend den Aminosäuren 243-400 des humanen Cytokeratin 19 (KRT19) (NP_002267.2) enthält
Quelle	Kaninchen
Kategorie	Monoklonale Antikörper
Anwendung	WB, IF/ICC, IHC-P, ELISA
Kreuzreaktivität	Mensch, Maus, Ratte
SWISS	P08727
Proteingewicht	44kDa
Versand	Eisbeutel